



博铄 10 倍分析清洗缓冲液 IntelliPlex™ 10X Assay Wash Buffer



80220



For Research Use Only
仅供科研使用



操作本产品套组前请详阅产品说明书

1. 效能与产品描述

仅供科研使用。博铄 10 倍分析清洗缓冲液设计用于博铄 IntelliPlex 检测试剂产品试验流程中的 π Code 清洗步骤。在使用博铄晶元磁片清洗机 (IntelliPlex 1000 π Code Processor) 之前，将 10 倍分析清洗缓冲液倒入博铄晶元磁片清洗机提供的分析清洗缓冲液瓶，并加入 900 毫升的无核酸酶水以稀释至 1 倍分析清洗缓冲液(1X Assay Wash Buffer)备用，配制完成的 1 倍分析清洗缓冲液(1X Assay Wash Buffer)最多可存放一周。

2. 警语与注意事项

- 仅供科研使用
- 此分析清洗缓冲液仅供专业的实验室人员使用。
- 切勿使用过期的分析清洗缓冲液。
- 依照标签或说明书指示储存分析清洗缓冲液。
- 请遵守一般实验室安全守则：
 - 请勿用口吸量
 - 请穿着手套、实验衣及护目装置
 - 请勿于实验室饮食及吸烟
 - 请于操作检体或试剂后清洁双手
- 物质安全数据表可向博铄客服人员索取或经由博铄官网下载

3. 内容物成份

含有界面活性剂和防腐剂的磷酸盐缓冲液。

4. 所需材料与仪器设备(产品未提供)

- 抛弃式无粉手套
- 无核酸酶水；供博铄 10 倍分析清洗缓冲液(PlexBio; 料号: 80220)稀释使用
- 博铄晶元磁片清洗机 (PlexBio; 料号: 80033)
- U 型底槽 (PlexBio; 料号: 80023)

5. 储存、安定性及运送条件

博铼 10 倍分析清洗缓冲液应储存于室温，请勿使用过期的博铼 10 倍分析清洗缓冲液，缓冲液若未开封并遵循标签指示适当储存，其效期可保障至标签所示的有效期限，若收件时有破裂损坏等情况，请尽速联系博铼客服人员(service@plexbio.com)。

6. 符号

符号	定义	符号	定义
	仅供科研使用		销售料号
	批号		详阅使用说明书
	制造厂		保存期限
	温度限制		制造日期

商标、版权和知识产权

本产品以及相关仪器所使用技术，其相关知识产权为博铼生技股份有限公司所有，包括一个或多个美国专利：(US10302640B2, US10859910B2, EP3307867A1, US10894975B2, US10436778B2, US10436776B2, US9063044B2, US10019815B2)或者美国及其它国家/地区的一个或多个其它专利或待批专利申请。除了购买产品的特定使用权，博铼生技股份有限公司并未授予任何其他许可证或权利。有关产品的更多信息，请联系博铼生技股份有限公司。

 PlexBio™, IntelliPlex™, π Code™,  π Code™, DeXipher™, DigiPlex™, 是博铼生技股份有限公司的商标或注册商标。所有其他商标仅用于识别目的，并可能是其各自所有者的商标或注册商标。

©2022 版权所有，博铼生技股份有限公司保留所有权利。